

CARACTERISTIQUES

- Masques en tissu réutilisables 30 fois minimum. Très doux au toucher et confortable, il est hypoallergénique.
 - Durée d'utilisation recommandée : inférieure à 4h
 - Lavable de 60°C à 90°C. Minimum de lavages : 30. Séchage à plat ou sur fil.
 - 100% coton mercerisé
 - 150 gr/M2 minimum
 - Largeur : 18 cm
 - Hauteur : 9,5 à 10 cm
 - 3 plis bande douce
 - Réglable en longueur
 - Provenance : Autriche
- A USAGE NON MEDICAL « *Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (Masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masque filtrant de type FF2)* »



METHODOLOGIE



1. **Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique.**
2. **Nouer les liens derrière la tête, de part et d'autre des oreilles.**
3. **Vérifier que le masque couvre bien le nez et le menton.**
4. **Après usage, retirer le masque par l'arrière par les attaches et le laver.**
5. **Ne pas toucher la partie qui couvre le visage. Se laver les mains.**